



## A PARCOURIR AVANT DE COMMENCER ...

### Énu-réveil sans fil "CHARCO" avec émetteur gris, rouge ou noir

#### Le set complet comprend:

- Le récepteur (le réveil lui-même) : un boîtier gris, soit rouge ou noir, muni d'un autocollant sur la partie supérieure
- Le petit émetteur (à fixer sur la petite culotte) : un boîtier gris doté de 2 boutons
- L'alimentation secteur avec transformateur
- La/les petite(s) culotte(s) (le nombre que vous avez commandé)
- Le mode d'emploi et les prescriptions de lavage

#### Comment débiter ?

Connectez le réveil au réseau électrique en branchant le transformateur. Insérez la fiche appropriée dans le réveil (à l'arrière de l'appareil) et branchez la fiche dans une prise de la chambre de l'enfant.

Le voyant rouge s'allume. L'appareil doit rester branché au réseau électrique tout le temps que l'énu-réveil doit être en fonction. Nous vous conseillons de débrancher l'appareil pendant la journée.

L'émetteur (boîtier gris / rouge / noir) est prêt à l'emploi. Il contient une petite pile (versions rouges et grises) soit deux petites piles (version noire) de type 2032.

**TEST** : branchez le réveil au réseau électrique (voir ci-dessus). Mettez en contact les 2 petits boutons de l'émetteur en les reliant avec un morceau de tissu légèrement humidifié ou avec un objet métallique (des ciseaux, par exemple). L'alarme doit s'activer immédiatement.

#### Les petites culottes

Veuillez suivre les instructions de lavage qui ont été annexées séparément. N'oubliez pas de laver les petites culottes, de préférence en machine (programme complet, température de maximum 50°) avant le premier usage. Elles seront ainsi plus absorbantes et l'alarme se déclenchera dès que l'enfant COMMENCE à uriner (ce qui est bien évidemment le but).

Instructions pour l'entretien durant l'entraînement : rincez quotidiennement les petites culottes à l'eau tiède (à la main; ne les lavez pas tous les jours à la machine !!). N'utilisez pas trop de poudre à laver ou d'adoucissant car cela risquerait d'isoler le câblage des petites culottes voire de le rendre gras, ce qui rendrait le contact difficile voire inexistant. Si vous utilisez de la lessive liquide, choisissez un produit sans agent de blanchiment, comme Dreft.

Nous vous déconseillons d'utiliser l'essoreuse et le sèche-linge. Pour sécher la petite culotte, il vaut mieux la presser dans une serviette éponge, puis de la laisser sécher à plat ou suspendue. N'utilisez surtout pas de sèche-cheveux ni de fer à repasser, ni quelque source de chaleur élevée que ce soit !

Si nécessaire, le sèche-linge peut être utilisé à la température la plus basse. Rincez la petite culotte après chaque usage (tous les matins), même si l'enfant n'a pas eu d'accident nocturne !

**CONSEIL** : si votre enfant a tendance à transpirer ou transpire abondamment – ce qui risque de déclencher l'alarme – vous pouvez pallier ce problème en :

- passant la petite culotte munie du détecteur d'urine PAR-DESSUS une petite culotte ordinaire
- saupoudrant la peau d'un peu de talc avant d'enfiler la petite culotte
- évitant de faire porter un pyjama chaud, un peignoir etc. à l'enfant lorsqu'il dort.

Le réveil a une portée d'environ 8 mètres. Le récepteur doit donc être placé dans ce périmètre dans la chambre de l'enfant.

**Vous possédez un babyphone ou d'autres appareils sans fil chez vous ? Vérifiez s'il n'y a pas d'interférence lorsque les deux appareils sont utilisés simultanément. Si c'est le cas, changez la fréquence de l'installation ou de l'appareil qui produit les interférences. Une antenne parabolique peut aussi perturber l'émetteur ! (Emetteur Charco = 433 Mhz)**

**TEST** : si vous voulez vérifier que la petite culotte fonctionne correctement, n'utilisez pas d'eau froide. Prenez un demi-verre d'eau tiède et faites-y dissoudre, en mélangeant bien, une petite cuillère à café rase de sel fin de cuisine. Laissez tomber quelques gouttes de cette solution sur la petite culotte prélavée, pendant que le réveil est branché et prêt à l'emploi. L'alarme doit se déclencher.

### **Maniement du réveil :**

- Faites enfilez à l'enfant une petite culotte prélavée et bien sèche. L'émetteur gris doit se trouver à l'avant du corps (sur le ventre).
- Enclenchez correctement l'émetteur en pressant les boutons (**CONSEIL** : *si votre enfant est remuant ou a le sommeil agité, il peut arriver que l'émetteur se détache durant la nuit. Dans ce cas, faites enfiler un sous-vêtement ordinaire PAR-DESSUS la petite culotte munie du détecteur d'urine*)
- Branchez le récepteur (le réveil) et placez-le dans un rayon de 5 mètres autour du lit.
- Lorsque l'alarme se déclenche, l'enfant doit se lever et **D'ABORD DÉTACHER L'ÉMETTEUR GRIS / ROUGE / NOIR - DE LA PETITE CULOTTE (débranchement du signal) PUIS ENSUITE DONNER UNE TAPE À L'AIDE DE DEUX DOIGTS SUR L'AUTOCOLLANT APPOSÉ SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DE L'APPAREIL. CE N'EST QU'À CE MOMENT QUE L'ALARME S'ARRÊTERA.** L'enfant doit bien entendu toujours passer immédiatement à la toilette pour vider sa vessie de façon correcte. SEUL l'enfant peut éteindre l'alarme, et non le parent ou l'accompagnateur ! Vous pouvez "aider l'enfant à se réveiller", mais c'est à lui de manipuler le réveil !
- **CONSEIL** : *n'éteignez JAMAIS le réveil en retirant l'adaptateur de la prise pour couper l'alarme. Ne laissez JAMAIS non plus l'émetteur dans une culotte mouillée : les piles se videraient !*
- Après le passage à la toilette, faites enfilez une nouvelle petite culotte (prélavée et bien sèche), enclenchez l'émetteur vert et l'enfant peut retourner au lit. **CONSEIL** : *Pour les garçons : assurez-vous que le pénis soit bien sec après le passage à la toilette. Quelques gouttes d'urine sur le slip sec réactiveront immédiatement l'alarme. Un slip déjà porté ne peut être réutilisé immédiatement puisque s'il n'est pas tout à fait sec ou qu'il entre en contact avec de l'humidité, l'alarme se déclenchera !!*

### **L'alarme ne se déclenche pas ! Quelle peut en être la cause ?**

- Contrôlez si la distance entre l'alarme et l'émetteur (l'emplacement du lit) n'est pas trop grande.
- La petite culotte est-elle suffisamment absorbante ?
- La petite culotte est-elle usée par une utilisation prolongée ?
- L'émetteur fonctionne-t-il encore ? la pile est-elle plate ?
- Est-ce que tout est bien connecté et branché ? L'émetteur bien cliqué avec les pressions sur la culotte ?
- Se trouve-t-il un autre appareil sans fil aux alentours du réveil ?

### **ÉMETTEUR** (boîtier gris, soit rouge ou noir)

Fonctionne sur une pile bouton (version grise et rouge) soit sur deux piles (version noire) CR 2032, qui est/sont fournies et déjà montées. Vous pouvez la/les remplacer vous-même si nécessaire en ouvrant prudemment l'émetteur : insérez un objet plat, pas trop acéré (comme un petit tournevis ou une pièce de monnaie) dans l'un des coins de la fermeture de l'émetteur, et faites-la basculer légèrement jusqu'à ce que le petit couvercle se détache. Vous pouvez retirer la/les pile(s) en toute sécurité et la/les remplacer par une/deux nouvelle(s), en la/les plaçant dans la même position. Réapposez le couvercle d'obturation, en utilisant si nécessaire un peu de vaseline (pour bien isoler le tout). En effet, toute humidité parvenant à l'émetteur peut être néfaste et en perturbera le fonctionnement.

### **GARANTIE**

Charco accorde une garantie de deux ans sur l'appareil, pour un usage normal et à condition que les prescriptions d'utilisation aient été respectées.

